

Manual de instrucciones

SONOREX SUPER

Baños por ultrasonidos de alto rendimiento



Aplicable a:

RK 31, RK 31 H, RK 52, RK 52 H
RK 100, RK 100 H, RK 102 H, RK 103 H, RK 106
RK 156, RK 156 BH
RK 170 H
RK 255, RK 255 H
RK 510, RK 510 H, RK 512 H
RK 514, RK 514 H, RK 514 BH
RK 1028, RK 1028 H, RK 1028 C, RK 1028 CH
RK 1040, RK 1050, RK 1050 CH



© 2021

BANDELIN *electronic* GmbH & Co. KG, Heinrichstr. 3–4, 12207 Berlin, Alemania
Tel.: +49 30 76880-0, fax: +49 30 7734699, info@bandelin.com

Certificación ISO 9001 e ISO 13485

Índice

1	Acerca de este manual de instrucciones.....	5
2	Seguridad.....	6
2.1	Uso del baño por ultrasonidos	6
2.2	Uso en el ámbito médico	6
2.3	Evitar contaminaciones cruzadas e infecciones	8
2.4	Mantener fuera del alcance de los niños.....	8
2.5	Riesgo de descarga eléctrica.....	8
2.6	Daños para la salud por el ruido del ultrasonido.....	9
2.7	Riesgos por altas temperaturas.....	9
2.8	Riesgo vinculado a los ultrasonidos	10
2.9	Riesgo vinculado a los detergentes utilizados.....	11
2.10	Eliminación del líquido de sonicación	11
2.11	Erosión de la cubeta oscilante	12
2.12	Evitar daños en el baño por ultrasonidos	12
2.13	Interferencias en la comunicación inalámbrica	13
2.14	Etiquetas de seguridad en el baño por ultrasonidos	13
3	Estructura y funcionamiento.....	14
3.1	Estructura.....	14
3.2	Panel de control	15
3.3	Funcionamiento	16
4	Preparativos para el funcionamiento	17
4.1	Requisitos del lugar de uso	17
4.2	Montar la llave esférica.....	17
4.3	Realizar una prueba de funcionamiento	18
4.4	Enjuagar la cubeta oscilante	18

5	Funcionamiento	19
5.1	Sonicación directa e indirecta	19
5.2	Líquido de sonicación	19
5.3	Tiempo de sonicación	20
5.4	Llenar líquido de sonicación	21
5.5	Activar y desactivar la sonicación	23
5.6	Encender y apagar la calefacción	24
5.7	Desgasificar el líquido de sonicación	25
5.8	Introducir los objetos a tratar	26
5.9	Retirar los objetos tratados	27
5.10	Vaciar la cubeta oscilante	28
5.11	Eliminación de fallos	29
6	Entreteneimiento	30
6.1	Limpieza y cuidado del baño por ultrasonidos	30
6.2	Comprobaciones	31
6.3	Llevar a cabo una prueba de papel de aluminio	32
6.4	Reparación	36
7	Eliminación	37
8	Datos técnicos	38
9	Tabla de dosificación	42
10	Accesorios	44

1 Acerca de este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones contiene información necesaria y útil para utilizar el baño por ultrasonidos de forma segura y eficiente.

- Lea íntegramente este manual de instrucciones antes de utilizar el baño por ultrasonidos.
- Preste especial atención al capítulo **2 Seguridad**.
- Adjunte este manual de instrucciones, si entrega este baño por ultrasonidos a otra persona.
- Póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía BANDELIN, si la respuesta a sus preguntas no figura en este manual de instrucciones. Consulte la información sobre el servicio de reparación en el capítulo **6.4 Reparación**.

Las ilustraciones son a modo de ejemplo y no están a escala.

2 Seguridad

2.1 Uso del baño por ultrasonidos

El baño por ultrasonidos permite las siguientes aplicaciones:

- limpieza por ultrasonidos de objetos de diferente forma, tipo y tamaño,
- homogeneización, emulsión,
- desgasificación rápida de líquidos,
- aplicaciones sonoquímicas, p. ej., para la producción de radicales o para el transporte mejorado de sustancias,
- preparación de muestras para el análisis.

Como líquido de sonicación se utiliza una solución a base de agua y un detergente especial para aplicaciones de ultrasonidos. Consulte la información sobre el líquido de sonicación en el capítulo

5.2 Líquido de sonicación.

Los objetos a tratar no se deben colocar en el fondo de la cubeta oscilante. Para introducirlos en el líquido de sonicación deben colocarse dentro de una cesta suspendida o de otro recipiente apropiado. Consulte el resumen de accesorios apropiados en el capítulo **10 Accesorios**.

En caso de manchas, decoloraciones, signos de óxido o similares, se puede realizar una limpieza básica mediante sonicación indirecta utilizando productos de limpieza especiales.

2.2 Uso en el ámbito médico

La finalidad del baño por ultrasonidos en el ámbito médico consiste en limpiar el instrumental. La limpieza por ultrasonidos se realiza como parte de una secuencia de pasos necesarios para el acondicionamiento de productos sanitarios. Tenga en cuenta los requisitos de higiene de acuerdo con las normas pertinentes. El baño por ultrasonidos es un producto sanitario de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745.

Nomenclatura UMDNS (ECRI/DIMDI): 14-263

Indicaciones/ámbitos de aplicación

La limpieza del instrumental médico en el baño por ultrasonidos se puede realizar como parte de un acondicionamiento manual, así como antes o después del acondicionamiento a máquina. Las especificaciones del fabricante del instrumento proporcionan información sobre la aptitud para la limpieza por ultrasonidos.

Contraindicaciones/exclusiones

- La sonicación no es adecuada o solo de forma limitada para limpiar ópticas, sistemas de cámaras, fibras ópticas, espejos u objetos hechos de o con materiales elásticos (p. ej., catéteres, piezas de sistemas respiratorios, endoscopios flexibles). Las especificaciones del fabricante correspondiente proporcionan información sobre la aptitud para la limpieza por ultrasonidos.
- El baño por ultrasonidos no es apropiado para limpiar y desinfectar lentes de contacto.
- La sonicación directa de líquidos inflamables no es admisible.

Posibles efectos secundarios/limitaciones

- Los ultrasonidos no sirven para desinfectar. Sin embargo, puede que los procesos como la desinfección química se aceleren en el baño por ultrasonidos.
- La erosión por cavitación puede atacar mecánicamente las superficies y desprender revestimientos.

Grupo de usuarios

El baño por ultrasonidos podrá ser utilizado por personas cualificadas e instruidas para realizar este trabajo, p. ej., para el acondicionamiento de instrumentos.

El manejo del baño de ultrasonidos no está contraindicado durante el embarazo.

2.3 Evitar contaminaciones cruzadas e infecciones

Si utiliza el baño por ultrasonidos en el ámbito médico, limpie y desinfecte las superficies del baño por ultrasonidos con regularidad utilizando un desinfectante de superficies que al menos tenga un efecto bactericida, levurocida y virucida limitado para evitar la contaminación cruzada. Acondicione los accesorios como soportes o cestas en una lavadora-desinfectadora automática.

A temperaturas elevadas pueden emanar vapores y aerosoles del baño por ultrasonidos que estén contaminados con las impurezas acumuladas. Esto puede provocar infecciones y enfermedades. Evite que la temperatura del baño exceda los 40 °C cuando limpie instrumental médico. Utilice una tapa, un sistema de aspiración o un equipo de protección en caso dado.

2.4 Mantener fuera del alcance de los niños

Los niños no son capaces de reconocer los riesgos que presenta el baño por ultrasonidos. Así que mantenga el baño por ultrasonidos fuera del alcance de los niños.

2.5 Riesgo de descarga eléctrica

El baño por ultrasonidos es un aparato eléctrico. La inobservancia de las normas de seguridad puede dar lugar a una descarga eléctrica letal.

- Proteja el baño por ultrasonidos de la humedad y el agua. Mantenga la superficie y los elementos de mando limpios y secos.
- Transporte el baño por ultrasonidos solo cuando esté vacío.
- Vacíe el baño por ultrasonidos solo cuando esté apagado. Antes de vaciar un baño por ultrasonidos sin desagüe deberá separarlo de la red eléctrica.
- No coloque el baño por ultrasonidos en un fregadero. No rocíe el baño por ultrasonidos con agua, no lo sumerja en agua y no lo exponga a salpicaduras de agua.
- Desconecte el baño por ultrasonidos de la red eléctrica antes de cada limpieza o trabajo de mantenimiento.
- Conecte el baño por ultrasonidos solo a una caja de enchufe con contacto de puesta a tierra.

- Si detecta un defecto en el baño por ultrasonidos, desenchufe inmediatamente el conector de alimentación. No conecte un baño por ultrasonidos defectuoso a la red eléctrica.
- Encargue las reparaciones únicamente al fabricante. Véase el capítulo **6.4 Reparación**.

2.6 Daños para la salud por el ruido del ultrasonido

El ruido que emite el baño por ultrasonidos en funcionamiento puede ser muy molesto. La exposición continua dentro de un radio de 2 m puede provocar daños para la salud.

- Use protección auditiva adecuada.
- Utilice una tapa para reducir el ruido. El baño por ultrasonidos también se puede utilizar dentro de una cabina de insonorización.

2.7 Riesgos por altas temperaturas

El baño por ultrasonidos, el líquido de sonicación y los objetos a tratar pueden calentarse durante el proceso. El contacto puede provocar quemaduras. La temperatura se puede ajustar hasta unos 80 °C.

La energía ultrasónica calienta el líquido de sonicación incluso sin calentamiento adicional. Una limpieza por ultrasonidos prolongada puede generar temperaturas muy elevadas. La temperatura ajustada en un baño por ultrasonidos con calefacción puede excederse significativamente debido a la energía ultrasónica.

- Respete los tiempos de tratamiento recomendados por el fabricante del producto de limpieza por ultrasonidos. No deje el ultrasonido activado durante más tiempo del necesario.
- No meta la mano en el líquido de sonicación. Use la cesta suspendida o unas pinzas para retirar los objetos tratados.
- No toque los objetos tratados hasta que se hayan enfriado.
- Al levantarlo por las asas, puede que las manos toquen el borde de la cubeta oscilante que puede estar muy caliente. Deje que el baño por ultrasonidos se enfríe después del funcionamiento antes de levantarlo para vaciarlo.

Los líquidos no acuosos pueden calentarse mucho más rápido que el agua. Puede que al cabo de una sonicación muy corta ya se alcance y se exceda un eventual punto de inflamación. Los líquidos con un punto de ebullición elevado pueden aumentar la temperatura del baño por encima de los 120 °C debido al aporte energético del ultrasonido. Esto puede provocar incendios y graves quemaduras.

- No utilizar líquidos no acuosos inflamables y explosivos (p. ej., gasolina, disolventes) o mezclas con líquidos inflamables (p. ej., soluciones alcohólicas) directamente en la cubeta oscilante de acero inoxidable.
- Pequeñas cantidades de líquidos inflamables en recipientes de prueba se pueden someter a una sonicación indirecta. Antes de someter líquidos inflamables a sonicación, tenga en cuenta las medidas de seguridad requeridas y las normas aplicables a la manipulación de estas sustancias.

2.8 Riesgo vinculado a los ultrasonidos

Los ultrasonidos de gran intensidad como los del baño por ultrasonidos destruyen las estructuras celulares. Sumergir alguna parte del cuerpo en el líquido de sonicación durante el funcionamiento puede provocar daños en la piel, pero también en el tejido subcutáneo. El periostio de los dedos puede sufrir daños.

- No meta la mano en el líquido de sonicación durante el funcionamiento.
- Nunca exponga a un ser vivo a la sonicación.

2.9 Riesgo vinculado a los detergentes utilizados

Los detergentes utilizados en el baño por ultrasonidos pueden ser tóxicos o corrosivos. Pueden irritar los ojos, la piel y las mucosas. Incluso los vapores y aerosoles pueden ser peligrosos.

- Use guantes y unas gafas protectoras al manipular detergentes peligrosos.
- No ingerir el detergente y evitar que entre en contacto con los ojos o la piel. No se incline sobre el baño por ultrasonidos para que los vapores no entren en contacto con sus ojos y no inhale los vapores.
- Coloque una tapa sobre el baño por ultrasonidos durante el funcionamiento. Utilice un sistema de aspiración si se trata de vapores peligrosos.
- Tenga en cuenta la información de la etiqueta y de la hoja de datos de seguridad del detergente.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños y de las personas no instruidas.

2.10 Eliminación del líquido de sonicación

Elimine el líquido de sonicación siguiendo las indicaciones del fabricante del producto de limpieza por ultrasonidos utilizado. Los productos de limpieza por ultrasonidos recomendados de la línea de productos TICKOPUR, TICKOMED y STAMMOPUR de la compañía DR. H. STAMM GmbH son biodegradables según lo estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 (sobre detergentes). En caso necesario, se deberá neutralizar el líquido de sonicación antes de su eliminación.

Según el tipo de contaminación, puede que durante la limpieza se hayan introducido sustancias contaminantes del agua en el líquido de sonicación como, p. ej., aceite o compuestos de metales pesados. El líquido de sonicación deberá acondicionarse o eliminarse como residuo peligroso si se exceden los valores límite de estas sustancias.

Tenga en cuenta las disposiciones locales de aguas residuales.

2.11 Erosión de la cubeta oscilante

La superficie de la cubeta oscilante es susceptible a la erosión. La rapidez con la que se produce esta erosión depende de la utilización del baño por ultrasonidos. La erosión da lugar a fugas en la cubeta oscilante. De este modo puede penetrar líquido de sonicación en el interior del baño por ultrasonidos. La humedad en los componentes eléctricos puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

- Deje de utilizar el baño por ultrasonidos si detecta alguna fuga. Desenchufe inmediatamente el conector de alimentación. Vacíe la cubeta oscilante.

Puede prolongar la vida útil de la cubeta oscilante si sigue las siguientes indicaciones:

- Cambie el líquido de sonicación si está visiblemente contaminado de partículas.
- Utilice agua desmineralizada (agua desionizada) que solo contenga un producto de limpieza por ultrasonidos.
- No utilice sustancias químicas en cubeta oscilante que contengan o liberen iones de cloruro. Este es el caso de algunos desinfectantes y de algunos limpiadores y detergentes domésticos. Los iones de cloruro provocan la corrosión del acero inoxidable.
- Utilice el baño por ultrasonidos exclusivamente con accesorios que sean apropiados para el baño por ultrasonidos y los objetos a tratar, p. ej., con una cesta. No coloque los objetos a tratar directamente en el fondo de la cubeta oscilante. Consulte el resumen de accesorios apropiados en el capítulo **10 Accesorios**.

2.12 Evitar daños en el baño por ultrasonidos

- Utilice detergentes agresivos solamente en vasos de precipitado o cubetas suspendidas. Cuando trabaje con detergentes agresivos, evite salpicaduras en el líquido de sonicación o en la superficie de acero inoxidable. Cambie el líquido de sonicación inmediatamente si está contaminado. Limpie y seque las superficies.
- Si se utilizan detergentes muy ácidos, puede que la bola de la llave esférica sufra daños por corrosión. En tal caso, la llave esférica ya no cerrará herméticamente. Si es inevitable utilizar

un producto de limpieza fuertemente ácido, utilice una llave esférica de acero inoxidable.

- No haga funcionar el baño por ultrasonidos sin haber llenado la cubeta oscilante con líquido de sonicación. Preste especial atención a que la calefacción esté apagada cuando la cubeta oscilante esté vacía. El nivel de llenado debe situarse en la marca de nivel de llenado o justo por encima.

2.13 Interferencias en la comunicación inalámbrica

El baño por ultrasonidos puede interferir con los dispositivos de comunicación inalámbrica que estén cerca, p. ej.:

- celulares,
- dispositivos WLAN,
- dispositivos Bluetooth.

Si se producen interferencias al usar un dispositivo inalámbrico, aumente la distancia con el baño por ultrasonidos.


El baño por ultrasonidos cumple con los requisitos de los dispositivos de clase B según la norma EN 55011.

2.14 Etiquetas de seguridad en el baño por ultrasonidos

- Observe todas las etiquetas de seguridad en el baño por ultrasonidos.
- Mantenga las etiquetas de seguridad legibles en todo momento. No retire las etiquetas. Reemplace las etiquetas cuando sean ilegibles. Para ello contacte con nuestro servicio de atención al cliente. Véase el capítulo **6.4 Reparación**.

3 Estructura y funcionamiento


3.1 Estructura




Ilust. 1 Esquema del baño por ultrasonidos

- 1 Asas (en función del modelo)
- 2 Cubeta oscilante
- 3 Panel de control
- 4 Marca de nivel de llenado
- 5 Desagüe con llave esférica (en función del modelo)
- 6 Carcasa
- 7 Pies del aparato

3.2 Panel de control



Ilust. 2 Elementos de mando para todos los baños por ultrasonidos con calefacción menos RK 31 H



Ilust. 3 Elementos de mando para todos los baños por ultrasonidos sin calefacción: RK 31, RK 52, RK 100, RK 106, RK 156, RK 255, RK 510, RK 514, RK 1028, RK 1028 C, RK 1040, RK 1050



Ilust. 4 Elementos de mando para el modelo RK 31 H

- 1 Botón giratorio para ajustar la temperatura
- 2 Indicador luminoso blanco
 - indicador iluminado en el modelo RK 52 H significa: calefacción encendida
 - indicador iluminado en los modelos RK 100 H ... RK 1050 CH significa: regulación de calefacción activada
- 3 Indicador luminoso amarillo
 - indicador iluminado en los modelos RK 100 H... RK 1050 CH significa: calefacción encendida
- 4 Indicador luminoso verde
 - indicador iluminado significa: ultrasonido activado
- 5 Temporizador para ajustar la duración del ultrasonido
- 6 Interruptor basculante para encender/apagar la calefacción

3.3 Funcionamiento

El baño por ultrasonidos aprovecha el efecto de cavitación que generan los ultrasonidos de baja frecuencia. En la parte inferior de la cubeta oscilante se encuentran unos transductores piezoeléctricos. El ultrasonido genera fuertes fluctuaciones de presión en el líquido de sonicación. En los mínimos de presión se forman burbujas de cavitación. Estas burbujas colapsan súbitamente cuando la presión aumenta. En este proceso se generan fuertes microcorrientes locales en la superficie de los objetos. De esta forma se elimina la suciedad de la superficie de los objetos. Las partículas de suciedad se evacuan y los huecos se llenan con líquido de sonicación fresco.

Los baños por ultrasonidos SONOREX utilizan la tecnología SweepTec® que modifica la frecuencia ultrasónica por la frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo óptima depende de la carga, el nivel de llenado, la temperatura y el tipo de líquido de sonicación. La frecuencia de trabajo puede diferir significativamente de la frecuencia nominal. SweepTec® genera un campo ultrasónico particularmente homogéneo en el baño obteniendo siempre resultados perfectos.

4 Preparativos para el funcionamiento

4.1 Requisitos del lugar de uso

El lugar de uso del baño por ultrasonidos debe cumplir con los siguientes requisitos:

- La superficie de apoyo debe estar nivelada, firme y seca.
- Debe tener suficiente capacidad de carga para soportar el baño por ultrasonidos con el líquido de sonicación. Peso y volumen operacional, véase el capítulo **8 Datos técnicos**.
- Debe garantizarse una ventilación adecuada. No deben haber objetos que obstaculicen la admisión de aire debajo del fondo del baño por ultrasonidos. Si se utiliza una cabina de insonorización, prestar atención a que también disponga de una ventilación adecuada.
- Procurar que haya una toma de agua cerca para llenar el baño por ultrasonidos. Debe haber un fregadero para drenar o verter el líquido de sonicación.

4.2 Montar la llave esférica

Aplica a baños por ultrasonidos a partir de RK 102 H.

Monte la llave esférica adjunta, el conector de empalme y el tubo flexible siguiendo las instrucciones de montaje de la llave esférica.

4.3 Realizar una prueba de funcionamiento

Requisito

- El baño por ultrasonidos se ha adaptado a las condiciones climáticas del lugar de uso durante al menos 2 horas.

Procedimiento

1. Asegúrese de que el baño por ultrasonidos está apagado. El temporizador del ultrasonido debe estar en la posición "0". Dado el caso, el botón giratorio de ajuste de temperatura debe estar en la posición "°C" o el interruptor basculante debe estar en la posición izquierda ("0").
2. Enchufe el cable de red del baño por ultrasonidos en una caja de enchufe con toma de tierra.
3. Active brevemente el ultrasonido. Para ello, gire el temporizador del ultrasonido hacia la derecha y, al cabo de 1 o 2 segundos, de vuelta a "0".

Resultado

- » Cuando el ultrasonido está activado se percibe claramente un ruido.

Si no ha escuchado ningún ruido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Antes de la primera utilización, se debe llevar a cabo una prueba de papel de aluminio. Esta prueba sirve para documentar el efecto de los ultrasonidos. Véase el capítulo **6.3 Llevar a cabo una prueba de papel de aluminio**.

4.4 Enjuagar la cubeta oscilante

Enjuague la cubeta oscilante del baño por ultrasonidos a fondo antes de usarla por primera vez.

5 Funcionamiento

5.1 Sonicación directa e indirecta

El baño por ultrasonidos permite la sonicación directa o indirecta de objetos.

La **sonicación directa** es el procedimiento estándar. Los objetos a tratar se colocan en el accesorio apropiado, p. ej., una cesta, y se introducen en la cubeta oscilante. De este modo entran en contacto directo con el líquido de sonicación.

La **sonicación indirecta** se utiliza en los siguientes casos:

- sonicación de muestras de líquidos,
- utilización de sustancias químicas agresivas o inflamables,
- utilización de agua desionizada sin aditivos,
- eliminación de suciedad química agresiva,
- eliminación de manchas, decoloraciones, signos de óxido con detergentes ácidos.

Los objetos o líquidos a tratar se colocan en un vaso de precipitado y se introducen en el líquido de contacto que transmite los ultrasonidos en la cubeta oscilante. El líquido de contacto de la cubeta oscilante debe contener un detergente tensioactivo.

Accesorios apropiados para la sonicación directa e indirecta, véase el capítulo **10 Accesorios**.

5.2 Líquido de sonicación

Como líquido de sonicación se utiliza una solución a base de agua y un producto de limpieza por ultrasonidos especial. El agua puede ser agua potable o agua desmineralizada (agua desionizada).

El agua sin ningún tipo de aditivo es inadecuada para la sonicación. El uso de agua desionizada sin un producto de limpieza por ultrasonidos aumenta la erosión de la cubeta oscilante.

El producto de limpieza por ultrasonidos utilizado debe favorecer la cavitación, ser biodegradable, fácil de desechar, cuidadoso con el material y duradero. BANDELIN recomienda productos de limpieza por ultrasonidos de la línea de productos TICKOPUR, TICKOMED y STAMMOPUR de la compañía DR. H. STAMM GmbH.

- Asesoramiento por teléfono: +49 30 76880-280
- Internet: www.dr-stamm.de

Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del producto de limpieza por ultrasonidos respecto a la dosificación. Consulte la cantidad requerida de producto de limpieza por ultrasonidos y agua en la tabla de dosificación. Véase el capítulo **9 Tabla de dosificación**.

También puede calcular las cantidades requeridas en base al siguiente ejemplo:

10 l de solución al 2,5% lista para el uso:

$$\frac{10 \text{ l} \times 2,5 \%}{100 \%} = 0,25 \text{ l detergente}$$

$$10 \text{ l} - 0,25 \text{ l} = 9,75 \text{ l agua}$$

5.3 Tiempo de sonicación

AVISO

Riesgo de daños en los objetos a tratar

La superficie de los objetos a tratar puede sufrir daños si el tiempo de sonicación es excesivo.

- Ajuste un tiempo de sonicación mínimo.

El tiempo de sonicación óptimo depende de algunos factores.

- tipo y concentración del detergente,
- temperatura del líquido de sonicación,
- tipo de suciedad,
- tipo de objetos a tratar, particularmente los materiales.

Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del detergente respecto al tiempo de sonicación. Al principio, ajuste un tiempo de sonicación mínimo para evitar daños en los objetos a tratar y en la cubeta oscilante. Compruebe el resultado. Aumente el tiempo de sonicación si el resultado no es satisfactorio.

5.4 Llenar líquido de sonicación

ATENCIÓN

Riesgo de escaldaduras

- No llene la cubeta oscilante con agua caliente.
- Temperatura máxima de llenado: 50 °C.

AVISO

Daños por condensación en el baño por ultrasonidos.


En condiciones de elevada humedad del aire, se forma condensación en el interior del aparato cuando se llena con agua fría.

- No llene la cubeta oscilante con agua fría en condiciones de elevada humedad del aire.

AVISO

Si utiliza un detergente en polvo, no lo introduzca directamente en la cubeta oscilante.

- Mezcle el detergente en polvo en un recipiente aparte antes de añadirlo a la cubeta oscilante.
- No vierta el detergente en la cubeta oscilante antes de que se haya disuelto completamente.



Ilust. 5 Llenar la cubeta oscilante

- 1 Botón giratorio para ajustar la temperatura
- 2 Marca de nivel de llenado
- 3 Desagüe con llave esférica (en función del modelo)
- 4 Temporizador para ajustar la duración del ultrasonido

Requisitos

- La llave esférica debe estar cerrada si se trata de un baño por ultrasonidos con desagüe.
- El ultrasonido y la calefacción deben estar desactivados.

Procedimiento

1. Llene $\frac{1}{3}$ de la cubeta oscilante con agua.
2. Vierta la dosis de detergente en la cubeta oscilante. Véase el capítulo 9 **Tabla de dosificación**.
3. Llene la cubeta con agua hasta la marca de nivel de llenado evitando que se forme espuma. Para la sonicación indirecta debe tener en cuenta el desplazamiento de agua de los recipientes que introduzca.

Resultado

- » El baño por ultrasonidos está listo para ser activado.

5.5 Activar y desactivar la sonicación

Requisitos

- Se ha llenado la cubeta oscilante.
- El conector de alimentación está enchufado a una caja de enchufe con toma de tierra.

Procedimiento

1. En caso dado, coloque la tapa en el baño por ultrasonidos.
2. Ajuste el temporizador del ultrasonido al tiempo de sonicación requerido o al símbolo ∞ para un funcionamiento continuo.
 - » El ultrasonido está activado. Se percibe el ruido del ultrasonido.
 - » El indicador luminoso verde está encendido.
 - » Si el temporizador no está en la posición ∞ , se moverá lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj indicando el tiempo de sonicación restante. En cuanto llega a la posición "0", se desconecta el ultrasonido.
3. Para desactivar la sonicación debe girar el temporizador del ultrasonido a la posición "0".
 - » El indicador luminoso verde se apaga.



Información

- El temporizador se puede girar en ambos sentidos.
- La sonicación se podrá prolongar, reducir o desactivar en cualquier momento.
- El temporizador solo funciona con la alimentación conectada. Sin alimentación eléctrica apenas se percibe el clic del temporizador.

5.6 Encender y apagar la calefacción

Aplica a los siguientes baños por ultrasonidos:

- RK 31 H,
- RK 52 H,
- RK 100 H, RK 102 H, RK 103 H, RK 156 BH, RK 170 H, RK 255 H, RK 510 H, RK 512 H, RK 514 H, RK 514 BH, RK 1028 H, RK 1028 CH, RK 1050 CH



ADVERTENCIA

Riesgo de escaldaduras

En determinadas circunstancias puede que asciendan burbujas de vapor de forma explosiva durante el calentamiento (retardo de ebullición).

- Remueva el líquido de sonicación de vez en cuando durante el calentamiento o active simultáneamente el ultrasonido.

El líquido de sonicación caliente intensifica el efecto de los ultrasonidos. La experiencia ha demostrado que el mejor resultado se obtiene a una temperatura de 50 a 60 °C. Esto permite reducir el tiempo de sonicación. A mayor temperatura, el efecto de los ultrasonidos vuelve a disminuir.

No caliente el líquido de sonicación por encima de los 45 °C para acondicionar instrumental médico.

El propio ultrasonido también calienta el líquido de sonicación. La temperatura del líquido de sonicación puede exceder el valor ajustado durante el funcionamiento continuo, particularmente si la cubeta oscilante está tapada. Por consiguiente, debe controlar la temperatura al tratar objetos sensibles a la temperatura.

- Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del detergente respecto a la temperatura ideal.
- Lo más adecuado es precalentar el líquido de sonicación durante la desgasificación. Véase el capítulo **5.7 Desgasificar el líquido de sonicación**.
- Retire la cesta u otros accesorios de la cubeta oscilante para precalentar el líquido. En caso dado, cubra la cubeta oscilante con la tapa.

RK 31 H

Encienda la calefacción con el interruptor basculante.

- El interruptor se ilumina al encender la calefacción y permanece iluminado aunque se alcance la temperatura nominal.
- El control de temperatura está ajustado a 65 °C de forma invariable.

RK 52 H

Encienda la calefacción ajustando el botón giratorio a la temperatura requerida.

- El indicador luminoso se enciende.
- Una vez alcanzada la temperatura nominal, el indicador luminoso se apaga.

RK 100 H, RK 102 H, RK 103 H, RK 156 BH, RK 170 H, RK 255 H, RK 510 H, RK 512 H RK 514 H, RK 514 BH, RK 1028 H, RK 1028 CH, RK 1050 CH

Encienda la calefacción ajustando el botón giratorio a la temperatura requerida.

- Los indicadores luminosos amarillo y blanco se encienden.
- El indicador luminoso amarillo se apaga cuando se ha alcanzado la temperatura nominal.

5.7 Desgasificar el líquido de sonicación

El líquido de sonicación recién preparado o que ha permanecido en la cubeta oscilante durante mucho tiempo debe desgasificarse antes del uso. La desgasificación del líquido de sonicación aumenta el efecto de los ultrasonidos.

- En caso dado, cubra la cubeta oscilante con la tapa.
- Active el ultrasonido para iniciar la desgasificación. El tiempo de desgasificación asciende a:
 - Volumen del líquido de sonicación de hasta 10 litros:
10 minutos
 - Volumen del líquido de sonicación de más de 10 litros:
30 minutos

Información

El ruido del ultrasonido disminuye durante el proceso de degasificación. Eso significa que el efecto de los ultrasonidos aumenta.

5.8 Introducir los objetos a tratar

Para obtener un buen resultado, siga las siguientes indicaciones cuando introduzca los objetos a tratar:

- Antes de cada proceso de limpieza, compruebe si el líquido de sonicación está limpio. Cambie el líquido de sonicación si presenta suciedad visible.
- El líquido de sonicación debe estar degasificado. Véase el capítulo **5.7 Degasificar el líquido de sonicación**.
- El líquido de sonicación debe estar precalentado a la temperatura requerida antes de introducir los objetos.
- Utilice accesorios apropiados, p. ej., una cesta. No coloque los objetos directamente en el fondo de la cubeta oscilante. Utilice una esterilla de botones de silicona para los objetos delicados. Véase el capítulo **10 Accesorios**.
- Distribuya los objetos. No apile los objetos. Los objetos delicados no deben tener contacto con otros objetos.
- El ultrasonido debe estar desactivado mientras introduce los objetos.
- Compruebe el nivel de llenado. Los objetos a tratar deben estar completamente cubiertos de líquido. Los vasos de precipitado para la sonicación indirecta deben estar sumergidos al menos 2 cm en el líquido de contacto.
- Elimine todas las burbujas de los huecos. Gire los objetos convenientemente. Elimine las burbujas debajo de los vasos de precipitado. Los ultrasonidos solo tendrán un efecto si el líquido está en contacto con los objetos a tratar o con el vaso de precipitado.
- Coloque los objetos con el lado más sucio hacia abajo. Coloque los objetos articulados (p. ej., tijeras, pinzas) en posición abierta para que el líquido de sonicación cubra absolutamente toda la superficie.

5.9 Retirar los objetos tratados



ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras

El líquido de sonicación, los objetos tratados, la superficie del baño por ultrasonidos y los accesorios pueden estar muy calientes.

- No toque la superficie del baño por ultrasonidos o de los accesorios como la tapa. No meta la mano en el líquido de sonicación.
- No toque los objetos tratados hasta que se hayan enfriado.

Desactive el ultrasonido antes de retirar los objetos tratados.

No retire los objetos tratados con la mano. Saque, p. ej., la cesta suspendida con los objetos tratados con cuidado del baño y colóquela encima de una superficie plana.

Enjuague los objetos tratados con agua limpia.

No deje los objetos tratados demasiado tiempo dentro del líquido de sonicación. Los objetos podrían sufrir daños.

5.10 Vaciar la cubeta oscilante



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- Desenchufe el conector de alimentación antes de elevar el baño por ultrasonidos.
- No coloque el baño por ultrasonidos en un fregadero para vaciarlo.
- Preste atención a que no pueda penetrar líquido en la carcasa.



ATENCIÓN

Líquido de sonicación caliente y cubeta oscilante

Elevar el baño por ultrasonidos para vaciarlo entraña un riesgo de quemaduras.

- Deje que el baño por ultrasonidos se enfríe antes de elevarlo.

La suciedad acumulada en el fondo de la cubeta oscilante reduce la potencia ultrasónica. Si el líquido de sonicación presenta suciedad visible, vacíe y limpie la cubeta oscilante.

Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del detergente respecto a la durabilidad del líquido de sonicación.

Cambie el líquido de sonicación usado por completo. No regenere el líquido con una preparación fresca.

Procedimiento

1. Desactive el ultrasonido. En caso dado, apague la calefacción. Si tiene que mover el baño por ultrasonidos para vaciarlo, desenchufe el conector de alimentación.
2. Si el baño por ultrasonidos tiene un desagüe, abra la llave esférica. Si el baño por ultrasonidos no tiene desagüe, vierta el líquido con cuidado por la esquina de la cubeta oscilante.
3. Enjuague a fondo la cubeta oscilante.
4. Seque el baño por ultrasonidos con un paño suave.
5. En caso necesario, desinfecte el baño por ultrasonidos con un desinfectante de superficies apropiado.

5.11 Eliminación de fallos

Fallo	Causa posible	Solución
Efecto ultrasónico insuficiente, fuertes ruidos	▪ Gases en el líquido de sonicación. ▪ En la cubeta oscilante hay demasiados objetos a tratar.	▪ Desgasificar el líquido de sonicación. Véase el capítulo 5.7 Desgasificar el líquido de sonicación. ▪ Reducir la cantidad de objetos a tratar.
Ruido irregular (fluctuaciones)	▪ Nivel de llenado incorrecto en la cubeta oscilante.	▪ Modificar ligeramente el nivel de llenado del líquido de sonicación en la cubeta oscilante. Tener en cuenta el nivel de llenado mínimo y la dosificación correcta del detergente. ▪ Cambiar la posición de los objetos a tratar.
La calefacción no funciona	▪ La calefacción se ha desconectado por sobrecalentamiento. ▪ La calefacción está defectuosa.	▪ Separar el baño por ultrasonidos de la alimentación eléctrica y dejar que se enfríe por debajo de los 50 °C. A continuación, volver a ponerlo en servicio. ▪ Enviar el baño por ultrasonidos a reparación.

6 Entretrenimiento

6.1 Limpieza y cuidado del baño por ultrasonidos

Limpiar la carcasa

- Limpie la carcasa con un paño húmedo. Seque el baño por ultrasonidos con un paño suave.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, tan solo productos de cuidado sin aditivos abrasivos.
- En caso necesario, desinfecte la carcasa con un desinfectante de superficies apropiado.

Cuidado de la cubeta oscilante

La suciedad en el interior de la cubeta oscilante acelera el desgaste, puede provocar corrosión y reduce el efecto ultrasónico. Por tanto, tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

- Enjuague la cubeta oscilante a fondo después de cada uso.
Seque la cubeta oscilante con un paño suave.
- Para eliminar bordes y residuos puede utilizar un limpiador de acero inoxidable sin aditivos abrasivos.
- No utilice lana de acero, raspadores o rascadores para limpiar la cubeta oscilante.
- Las piezas de metal y partículas de óxido que permanezcan en la cubeta oscilante pueden provocar corrosión. Por tanto, no deje ninguna pieza metálica en el depósito oscilante. Elimine inmediatamente cualquier mancha de óxido visible con un paño suave y un limpiador de acero inoxidable sin aditivos abrasivos.

6.2 Comprobaciones

AVISO

Daños en el baño por ultrasonidos

- Realice las comprobaciones solo con el baño por ultrasonidos lleno.

Si alguna de las comprobaciones no produce el resultado deseado, póngase en contacto con el servicio técnico. Véase el capítulo **6.4 Reparación**.

Comprobar los indicadores luminosos

Compruebe el funcionamiento de los indicadores luminosos.

Todos los baños por ultrasonidos:

- Active brevemente el ultrasonido.
 - El indicador luminoso verde se ilumina mientras el ultrasonido está activado.

RK 31 H:

- Encienda brevemente la calefacción con el interruptor basculante.
 - El indicador luminoso del interruptor basculante se ilumina mientras la calefacción está encendida.

RK 52 H:

- Encienda brevemente la calefacción ajustando el botón giratorio a más de 30 °C.
 - El indicador luminoso blanco se ilumina mientras la calefacción está encendida.

RK 100 H, RK 102 H, RK 103 H, RK 156 BH, RK 170 H, RK 255 H, RK 510 H, RK 512 H, RK 514 H, RK 514 BH, RK 1028 H, RK 1028 CH, RK 1050 CH:

- Encienda brevemente la calefacción ajustando el botón giratorio a más de 30 °C.
 - Los indicadores luminosos amarillo y blanco se iluminan mientras la calefacción está encendida.

Comprobar la potencia del ultrasonido y de la calefacción

La potencia se puede comprobar con un vatímetro colocado entre el conector de alimentación del baño de ultrasonidos y la caja de enchufe.

Procedimiento

1. Llene la cubeta oscilante con agua.
2. Encienda y apague sucesivamente los ultrasonidos y, en caso dado, la calefacción. Compruebe la potencia.
3. Compare los valores de lectura con los datos técnicos. Véase el capítulo **8 Datos técnicos**.

Los valores medidos no deben diferir en más del $\pm 20 \%$ de los valores que figuran en los datos técnicos.

Comprobar el efecto ultrasónico

Compruebe el efecto ultrasónico durante la puesta en servicio y con regularidad. Se recomienda una comprobación cada 3 meses. Véase el capítulo **6.3 Llevar a cabo una prueba de papel de aluminio**.

6.3 Llevar a cabo una prueba de papel de aluminio

La prueba de papel de aluminio se debe llevar a cabo antes de la primera utilización y a intervalos regulares, p. ej., cada 3 meses. Esta prueba sirve para asegurar que el efecto de los ultrasonidos permanece constante. La frecuencia con la que se lleve a cabo es responsabilidad suya.

La prueba de papel de aluminio es un método sencillo para mostrar la intensidad y la distribución de la cavitación en un baño por ultrasonidos. Para ello se introduce un marco de pruebas revestido de papel de aluminio. En función del tiempo de sonicación, el papel de aluminio se perfora o se destruye por cavitación hasta cierto punto.

Para poder comparar los resultados es **importante que la prueba de papel de aluminio siempre se realice bajo las mismas condiciones:**

- llenado de la cubeta oscilante hasta la marca de nivel de llenado,
- temperatura del líquido de sonicación,
- tiempo de desgasificación,

- posicionamiento del marco,
- tipo de papel de aluminio (marca, grosor),
- tiempo de sonicación,
- tipo y concentración del producto de limpieza por ultrasonidos

Líquido para la prueba de papel de aluminio

Para obtener un efecto de cavitación de suficiente intensidad, también se debe reducir la tensión superficial del agua utilizada para la prueba de papel de aluminio con ayuda de detergentes tensioactivos.

Recomendamos los siguientes productos de limpieza por ultrasonidos:

- TICKOPUR R 33,
- TICKOPUR R 30,
- TICKOPUR TR 7,
- TICKOMED 1,
- STAMMOPUR R,
- STAMMOPUR DR 8.

Si no está disponible ninguno de estos detergentes, se podrá utilizar un detergente neutro o ligeramente alcalino que no destruya el aluminio. El detergente debe estar aprobado por el fabricante para el uso en el baño de ultrasonidos.

Resultado de prueba y documentación

Manteniendo siempre las mismas condiciones de prueba se evaluará el resultado en función de la superficie perforada de las láminas. Las áreas perforadas de las láminas siempre deberían presentar una extensión y distribución similares, aunque nunca serán idénticas. Las pruebas de papel de aluminio periódicas son la única forma de realizar controles constantes del proceso, p. ej., para el acondicionamiento de productos sanitarios.

Para documentar los resultados de la prueba podrá descargar una plantilla de documentación accediendo a:

<https://bandelin.com/folientest/>

También encontrará un vídeo de instrucción.

Las láminas también se podrán archivar de forma adecuada (escaneado, foto, etc.). Esto permite comparar las láminas en cualquier momento.



Realizar la prueba de papel de aluminio

1. Llene la cubeta oscilante hasta la marca de nivel de llenado con agua y un producto de limpieza por ultrasonidos apropiado con la dosis especificada por el fabricante.


2. Desgasifique el líquido de sonicación.

Véase el capítulo **5.7 Desgasificar el líquido de sonicación**.


3. Tense el papel de aluminio (papel de aluminio usual de 10 µm a 25 µm de grosor) sobre el marco de pruebas. Dependiendo del tamaño de la cubeta, puede que el marco sobresalga de la cubeta. Basta con cubrir la parte del marco de pruebas que queda cubierto por el líquido de sonicación.



4. Coloque el marco de pruebas revestido en diagonal en el centro de la cubeta oscilante. Fíjelo si es necesario.
5. Active el ultrasonido. Exponga la lámina al ultrasonido durante al menos 1 minuto hasta que se produzca una perforación o formación de agujeros visible. El tiempo de sonicación para papel de aluminio más resistente (más grueso o recubierto) puede ser de hasta 3 minutos.
6. Desactive el ultrasonido. Saque el marco de pruebas del baño. Retire la lámina de papel de aluminio del marco de pruebas y deje que se seque.



7. La lámina debe estar perforada, véase la imagen. De lo contrario se recomienda una inspección del aparato por el servicio técnico de BANDELIN electronic GmbH & Co. KG: véase el capítulo **6.4 Reparación**.
8. Archive la lámina con la fecha de la prueba y el número de serie del baño por ultrasonidos. Adicionalmente se puede cumplimentar y archivar la plantilla de documentación de la prueba de papel de aluminio.
9. Enjuague a fondo la cubeta oscilante para eliminar las partículas de papel de aluminio desprendidas.



Los marcos de prueba adecuados se pueden pedir en BANDELIN electronic GmbH & Co. KG. Los marcos de prueba están concebidos para una amplia gama de dimensiones de cubetas. Para realizar la prueba, también se requiere papel de aluminio, que no está incluido en el volumen de suministro.

Modelo	Referencia	para
FT 1	3190	RK 31/H, RK 52/H
FT 4	3074	RK 100/H, RK 102 H, RK 103, RK 106, RK 255/H
FT 6	3222	RK 156/BH
FT 14	3084	RK 510/H, RK 512 H, RK 514/H/BH
FT 40	3094	RK 170 H, RK 1028/H/C/CH, RK 1040
FT 45	3204	RK 1050/CH

6.4 Reparación



ADVERTENCIA

Riesgos para la salud por contaminación del baño por ultrasonidos

- Descontamine el baño por ultrasonidos antes del envío si ha estado en contacto con sustancias peligrosas.

Envíe el baño por ultrasonidos al fabricante si requiere reparación.

Limpie el baño por ultrasonidos antes del envío.

Descontamine el baño por ultrasonidos antes del envío si ha estado en contacto con sustancias tóxicas, corrosivas, radioactivas o biológicas peligrosas. También debe limpiar y descontaminar los accesorios que envíe adjunto.

Siga este enlace para descargar el formulario "Certificado de descontaminación":

<https://www.bandelin.com/downloads>

Rellene el formulario y colóquelo en la parte exterior del embalaje de forma que sea bien visible. Si no se ha rellenado este formulario, se rechazará el envío.



Envíe el baño por ultrasonidos a la siguiente dirección:

BANDELIN electronic GmbH & Co. KG

Heinrichstr. 3–4

12207 Berlín

Alemania

7 Eliminación

ADVERTENCIA

Riesgos para la salud por contaminación del baño por ultrasonidos

- Descontamine el baño por ultrasonidos para su eliminación si ha estado en contacto con sustancias peligrosas.
- Descontamine también los accesorios para eliminarlos.

Elimine el baño por ultrasonidos debidamente como residuo electrónico cuando ya no se pueda utilizar. No deseche el baño por ultrasonidos con la basura doméstica. Respete las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos electrónicos.

Los transductores contienen cerámica sinterizada de titanato de circonato de plomo.

- N° de CE 235-727-4
- N° CAS 12626-81-2

Su utilización está permitida conforme a la Directiva RoHS 2011/65/UE, anexo III, exención 7.c)-I.

Elimine los accesorios en función del material utilizado como chatarra o como residuos plásticos.

8 Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de servicio	230 V~ (± 10 %) 50/60 Hz
Clase de protección	I
Grado de protección	IP 32
Frecuencia ultrasónica	35 kHz

Modelo	Potencia ultrasónica máxima/potencia ultrasónica nominal	Potencia calorífica	Consumo de corriente (230 V)	Consumo de corriente (115 V)
	[W]	[W]	[A]	[A]
RK 31	160/40	–	0,2	0,4
RK 31 H	160/40	70	0,5	1,0
RK 52	240/60	–	0,3	0,6
RK 52 H	240/60	140	0,9	1,8
RK 100	320/80	–	0,4	0,7
RK 100 H	320/80	140	1,0	2,0
RK 102 H	480/120	140	1,2	2,3
RK 103 H	560/140	200	1,5	3,0
RK 106	480/120	–	0,6	1,1
RK 156	640/160	–	0,7	1,4
RK 156 BH	860/215	600	3,6	7,1
RK 170 H	1520/380	1600	8,7	17,3
RK 255	640/160	–	0,7	1,4
RK 255 H	640/160	280	2,0	3,9

Modelo	Potencia ultrasónica máxima/potencia ultrasónica nominal	Potencia calorífica	Consumo de corriente (230 V)	Consumo de corriente (115 V)
	[W]	[W]	[A]	[A]
RK 510	640/160	–	0,7	1,4
RK 510 H	640/160	400	2,5	4,9
RK 512 H	860/215	400	2,7	5,4
RK 514	860/215	–	1,0	1,9
RK 514 H	860/215	600	3,6	7,1
RK 514 BH	860/215	600	3,6	7,1
RK 1028	1200/300	–	1,4	2,7
RK 1028 C	2000/500	–	2,2	–
RK 1028 H	1200/300	1300	7,0	14,0
RK 1028 CH	1200/300	1450	7,7	15,3
RK 1040	1520/380	–	1,7	3,4
RK 1050	2400/600	–	2,7	5,3
RK 1050 CH	2400/600	1950	11,1	17,9

Dimensiones y pesos

Modelo	Dimensiones interiores de la cubeta oscilante (Largo x Ancho x Alto)	Volumen operacional	Conexión para la llave esférica (desagüe)	Peso
	[mm]	[l]		[kg]
RK 31	190 × 85 × 60	0,6	–	2,2
RK 31 H	190 × 85 × 60	0,6	–	2,3
RK 52	150 × 140 100	1,2	–	2,4
RK 52 H	150 × 140 × 100	1,2	–	2,6
RK 100	240 × 140 × 100	2,0	–	3,2
RK 100 H	240 × 140 × 100	2,0	–	3,4
RK 102 H	240 × 140 × 100	2,0	G ¼	4,1
RK 103 H	240 × 140 × 150	2,5	G ¼	4,3
RK 106	Ø 240 × 130	4,0	G ¼	5,2
RK 156	500 × 140 × 100	4,0	G ¼	6,0
RK 156 BH	500 × 140 × 150	6,0	G ¼	7,3
RK 170 H	1000 × 200 × 200	26,0	G ½	26,2
RK 255	300 × 150 × 150	3,8	G ¼	4,8
RK 255 H	300 × 150 × 150	3,8	G ¼	5,0
RK 510	300 × 240 × 150	6,6	G ½	7,2
RK 510 H	300 × 240 × 150	6,6	G ½	7,4
RK 512 H	300 × 240 × 200	8,7	G ½	8,3
RK 514	325 × 300 × 150	9,0	G ½	8,8
RK 514 H	325 × 300 × 150	9,0	G ½	8,8

Modelo	Dimensiones interiores de la cubeta oscilante (Largo x Ancho x Alto)	Volumen operacional	Conexión para la llave esférica (desagüe)	Peso
	[mm]	[l]		[kg]
RK 514 BH	325 × 300 × 200	12,5	G ½	9,8
RK 1028	500 × 300 × 200	19,0	G ½	14,0
RK 1028 C	500 × 300 × 300	30,0	G ½	24,5
RK 1028 H	500 × 300 × 200	19,0	G ½	14,7
RK 1028 CH	500 × 300 × 300	30,0	G ½	23,4
RK 1040	Ø 500 × 195	28,0	G ½	19,4
RK 1050	600 × 500 × 200	41,0	G ½	30,0
RK 1050 CH	600 × 500 × 300	60,0	G ½	36,0

Condiciones ambientales

Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación:	2
Temperatura ambiente admisible:	de 5 a 40 °C
Humedad relativa admisible hasta 31 °C:	80 % (sin condensación)
Humedad relativa admisible hasta 40 °C:	50 % (sin condensación)
Altitud	< 2000 m de altitud sobre el nivel del mar
Solo para el uso en espacios interiores	

9 Tabla de dosificación

Modelo	Volumen operacional	Dosificación Agua + detergente				
		1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
RK 31, RK 31 H	0,6	590 ml + 10 ml	585 ml + 15 ml	580 ml + 40 ml	570 ml + 30 ml	540 ml + 60 ml
RK 52, RK 52 H	1,2	1,1 l + 15 ml	1,1 l + 25 ml	1,1 l + 40 ml	1,1 l + 60 ml	1,0 l + 120 ml
RK 100, RK 100 H, RK 102 H	2,0	1,9 l + 20 ml	1,9 l + 40 ml	1,9 l + 60 ml	1,9 l + 100 ml	1,8 l + 200 ml
RK 103 H	2,7	2,6 l + 30 ml	2,6 l + 55 ml	2,6 l + 85 ml	2,5 l + 140 ml	2,4 l + 270 ml
RK 106, RK 156	4,0	3,9 l + 40 ml	3,9 l + 80 ml	3,8 l + 120 ml	3,8 l + 200 ml	3,6 l + 400 ml
RK 156 BH	6,0	5,9 l + 60 ml	5,8 l + 120 ml	5,8 l + 180 ml	5,7 l + 300 ml	5,4 l + 600 ml
RK 170 H	26,0	25,7 l + 260 ml	25,4 l + 520 ml	25,2 l + 780 ml	24,7 l + 1,3 l	23,4 l + 2,6 l
RK 255, RK 255 H	3,8	3,7 l + 40 ml	3,7 l + 80 ml	3,6 l + 120 ml	3,6 l + 190 ml	3,4 l + 380 ml
RK 510, RK 510 H	6,6	6,5 l + 70 ml	6,4 l + 140 ml	6,4 l + 200 ml	6,2 l + 330 ml	5,9 l + 660 ml
RK 512 H	8,7	8,6 l + 90 ml	8,5 l + 180 ml	8,4 l + 270 ml	8,2 l + 440 ml	7,8 l + 870 ml
RK 514, RK 514 H	9,0	8,9 l + 90 ml	8,8 l + 180 ml	8,7 l + 270 ml	8,5 l + 450 ml	8,1 l + 900 ml
RK 514 BH	12,5	12,3 l + 130 ml	12,2 l + 250 ml	12,1 l + 380 ml	11,8 l + 630 ml	11,2 l + 1,3 l

Modelo	Volumen operacional	Dosificación				
		Agua + detergente				
	[l]	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
RK 1028, RK 1028 H	19,0	18,8 l + 190 ml	18,6 l + 380 ml	18,4 l + 570 ml	18,0 l + 950 ml	17,1 l + 1,9 l
RK 1028 C, RK 1028 CH	30,0	29,7 l + 300 ml	29,4 l + 600 ml	29,1 l + 900 ml	28,5 l + 1,5 l	27,0 l + 3,0 l
RK 1040	28,0	27,7 l + 280 ml	27,4 l + 560 ml	27,1 l + 840 ml	26,6 l + 1,4 l	25,2 l + 2,8 l
RK 1050	41,0	40,5 l + 410 ml	40,1 l + 820 ml	39,7 l + 1,3 l	38,9 l + 2,1 l	36,9 l + 4,1 l
RK 1050 CH	60,0	59,4 l + 600 ml	58,8 l + 1,2 l	58,2 l + 1,8 l	57,0 l + 3,0 l	54,0 l + 6,0 l


10 Accesorios



Cesta suspendida K ...,

de acero inoxidable, malla de tamiz.

Cuida los objetos a tratar y previene daños en el fondo de la cubeta. Transmisión óptima del ultrasonido.



Portautensilios GH ...,

de acero inoxidable, ancho de malla 12 x 12 mm.

Para objetos de mayor tamaño.

GH 1 para matraces de hasta Ø 105 mm.



Tapa D ...,

de acero inoxidable.

Utilización con cesta suspendida.

Protege de la contaminación externa. El agua condensada se conduce a la cubeta oscilante. Insonorizante.



Cesta de inserción K ... EM,

de acero inoxidable.

Una alternativa a las bandejas de malla DIN del ámbito sanitario. Requiere el portacestas KT.



Portacestas KT ..., de acero inoxidable.

Para cestas de inserción K...EM o bandejas de malla DIN del ámbito sanitario.



Tapa D ... T,

de acero inoxidable.

Utilización con cestas de inserción sin asas (K ... EM).



Cubeta suspendida KW ...,

de plástico, con tapa.

Para utilizar sustancias químicas que atacan a la cubeta de acero inoxidable. Tener en cuenta la resistencia a la temperatura y a las sustancias químicas del PE (KW 3 ... KW 5) y del PP (a partir de KW 10-0)

Modelo	Cesta suspendida	Portauten-silios	Tapa D ...	Cesta de inserción	Portacestas	Tapa D ... T	Cubeta suspendida
RK 31 /H	K 08	–	D 08	–	–	–	–
RK 52 /H	K 1 C	GH 1	D 52	–	–	D 1 T	–
RK 100 /H, RK 102 H	K 3 C	GH 1	D 100	–	–	D 3 T	KW 3
RK 103 H	K 3 CL	–	D 100	–	–	D 3 T	KW 3
RK 106	K 6	–	D 6	–	–	–	–
RK 156	K 6 L	–	D 156	–	–	–	–
RK 156 BH	K 6 BL	–	D 156	–	–	–	–
RK 170 H	K 7	–	D 170	–	–	–	–
RK 255 /H	K 5 C	–	D 255	–	–	D 5 T	KW 5
RK 510 /H	K 10	GH 10	D 510	–	–	D 10 T	KW 10-0
RK 512 H	K 10 B	–	D 510	–	–	D 10 T	–
RK 514 /H	K 14	–	D 514	K 14 EM	KT 14	D 14 T	KW 14
RK 514 BH	K 14 B	–	D 514	–	–	D 14 T	KW 14 B
RK 1028 /H	K 28	GH 28	D 1028	K 29 EM	KT 30	D 28 T	KW 28-0
RK 1028 C	K 28 C	–	D 1028 C	–	–	–	KW 28-0
RK 1028 CH	K 28 C	–	D 1028 C	–	–	–	KW 28-0
RK 1040	K 40	–	D 40	–	–	–	–
RK 1050	K 50	–	D 1050 C	–	–	–	KW 50-0
RK 1050 CH	K 50 C	–	D 1050 C	–	–	–	KW 50 B-0

**Cestas de inserción KD ..., PD ...**

mallas de tamiz.

Adecuadas para vasos de precipitado, para la limpieza de objetos pequeños.

KD 0: acero inoxidable, Ø interior 75 mm;

PD 04: plástico, Ø interior 60 mm.

**Vasos de precipitado**

SD ... (vidrio), EB ... (acero inoxidable), KB ..., PD ... (plástico).

Para la limpieza indirecta de objetos pequeños, adecuados para tapa perforada y portavasos de Ø 87 mm. Con anillo y tapa.

KB 04, SD 04 y SD 05 de Ø 76 mm, sin tapa.

SD 09 sin tapa.

**Tapa perforada DE ...**

de acero inoxidable.

Para alojar vasos de precipitado. Posicionamiento para aprovechar la energía ultrasónica de forma óptima.

**Portavasos ES ...**

de acero inoxidable.

Para alojar 4 vasos de precipitado en baños por ultrasonidos de mayor tamaño. Posicionamiento para aprovechar la energía ultrasónica de forma óptima.

**Soporte para cubetas de impresión LT 102,**

de acero inoxidable.

Para la limpieza de cubetas de impresión.

**Cesta suspendida PK ... C y K ... P,**

de plástico, perforada.

Para la limpieza cuidadosa de superficies sensibles, p. ej., de instrumentos como sondas, jeringas, sondas periodontales.

**Soporte para toberas de inyección ED ...**

de acero inoxidable.

Para suspender de la cubeta oscilante. Alojamiento para toberas de inyección de diferentes tamaños.

Modelo	Cesta de inserción	Vaso de precipitado	Tapa perforada/portavasos	Soporte para cubetas de impresión	Cesta suspendida	Soporte para toberas de inyección
RK 31 /H	PD 04	KB 04, SD 05	DE 08	–	–	–
RK 52 /H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 52	–	PK 1 C	ED 0
RK 100 /H, RK 102 H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 100	LT 102	PK 2 C	ED 9
RK 103 H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 100	–	PK 3 C	–
RK 106	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 6	–	–	–
RK 156	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 156	–	–	–
RK 156 BH	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 156	–	–	–
RK 170 H	–	–	–	–	–	–
RK 255 /H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 255	–	K 5 P	–
RK 510 /H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 510	–	–	ED 9
RK 512 H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 510	–	–	–
RK 514 /H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 514	–	–	–
RK 514 BH	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	DE 514	–	–	ED 14
RK 1028 /H	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	ES 4	–	–	–
RK 1028 C	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	ES 4	–	–	–
RK 1028 CH	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	ES 4	–	–	–
RK 1040	–	–	–	–	–	–
RK 1050	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	ES 4	–	–	–
RK 1050 CH	KD 0, PD 04	SD 06, SD 09, PD 06, EB 05	ES 4	–	–	–

**Soportes para matraces EK ...**

de acero inoxidable, para matraces de laboratorio. Impiden la flotación. Para atornillar en cestas suspendidas y portautensilios.

EK 10 – 10 ml, máx. Ø 31 mm

EK 25 – 25 ml, máx. Ø 42 mm

EK 50 – 50 ml, máx. Ø 52 mm

EK 100 – 100 ml, máx. Ø 65 mm

EK 250 – 250 ml, máx. Ø 85 mm

**Adaptador de asas GV ...**

de acero inoxidable.

Para cestas suspendidas y portautensilios.

**Soporte para tubos de ensayo RG ...**

de acero inoxidable.

Para la sonicación simultánea de 6 tubos de ensayo hasta Ø 25 mm o de 8 tubos de ensayo hasta Ø 16 mm. También sirve de gradilla. El contenido de los tubos de ensayo permanece visible.

**Soporte para punzones para comprimidos TH ...**

de acero inoxidable.

Alojamiento para punzones para comprimidos de diferentes diámetros.

**Soporte para tamices SH 7,**

de acero inoxidable.

Para limpiar un tamiz individual.

**Soporte para tamices SH 28 C,**

de acero inoxidable.

Para la limpieza cuidadosa simultánea de hasta 5 tamices analíticos de Ø 200 mm.

**Esterilla de botones de silicona SM ...**

Para depositar instrumentos altamente sensibles sin contacto. Se puede fijar a la cesta para evitar que flote y que dañe los instrumentos. Permeable a los ultrasonidos.

**Abrazaderas de fijación FE 12**

Juego de 2 abrazaderas grandes de plástico y 5 pequeñas para fijar los accesorios flexibles del endoscopio con seguridad a la cesta. Previene daños en pinzas de biopsia e instrumentos.

Modelo	Soportes para matraces de laborato- rio	Adaptador de asas	Soporte para tubos de ensayo	Soporte para punzones para comprimidos	Soporte para tamices	Esterilla de boto- nes de silicona	Abraza- deras de fijación
RK 31 /H	–	–	–	–	–	–	–
RK 52 /H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 3	RG 2	–	–	–	–
RK 100 /H, RK 102 H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 3	RG 2	–	–	SM 3	–
RK 103 H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 3	RG 2	–	–	–	–
RK 106	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	–	–	–	SH 7	–	–
RK 156	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 3	–	–	–	SM 6	FE 12
RK 156 BH	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 3	–	–	–	SM 6	FE 12
RK 170 H	–	–	–	–	–	–	FE 12
RK 255 /H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 3	–	–	–	SM 5	FE 12
RK 510 /H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	–	–	–	–
RK 512 H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	–	–	–	–
RK 514 /H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	TH 14 B	–	SM 14	FE 12
RK 514 BH	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	TH 14 B-S 22 TH 14 B-S 28	–	–	–
RK 1028 /H	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	TH 28-S 22 TH 28-S 28	–	SM 29	FE 12
RK 1028 C	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	–	SH 28 C	–	–
RK 1028 CH	EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250	GV 10	–	TH 28 C TH 28 C-S 22 TH 28 C-S 28	SH 28 C	–	–
RK 1040	–	–	–	–	–	–	–
RK 1050	–	–	–	–	–	–	–
RK 1050 CH	–	–	–	–	–	–	–

BANDELIN

Ultraschall seit 1955

BANDELIN *electronic* GmbH & Co. KG

Heinrichstr. 3–4
12207 Berlin
Alemania

Tel.: +49 30 76880-0
Fax: +49 30 7734699

info@bandelin.com
www.bandelin.com

Redacción:
ZINDEL AG – Technische Dokumentation und Multimedia, www.zindel.de

