

STAMMOPUR R

Nettoyant pour instruments

für Ultraschall • Konzentrat



Nettoyage et prénettoyage des instruments et accessoires médicaux

Concentré pour le nettoyage manuel et le prénettoyage dans le traitement des instruments, aussi bien dans la cuve à ultrasons que dans le procédé de bain d'immersion,

d'instruments et d'accessoires de soins généraux, chirurgicaux, invasifs et non invasifs et des composants de dispositifs médicaux,

dans les unités centrales de stérilisation, les cliniques, les cabinets médicaux et les soins des pieds.

Compatibilité très élevée avec les matériaux, adaptée aux pièces en métal, titane, verre, porcelaine, céramique et plastique. En cas de doute, celle-ci doit être testée au préalable.

Pour les endoscopes et leurs accessoires, les recommandations d'aptitude applicables sont celles des sociétés Karl Storz GmbH et Richard Wolf GmbH.

Application dans un bain à ultrasons dosage • temps d'action)

2 % • 3 – 10 min

Application sans ultrasons (dosage • temps d'action)

3 - 5 % • 12 h max.;

En fonction du type et de la ténacité de la salissure.

L'application s'effectue avec de l'eau de qualité au moins potable et sans autres additifs. Veiller à ce que le produit soit entièrement mouillé. Après le traitement, rincer abondamment les pièces à l'eau et les sécher. Changer immédiatement la solution prête à l'emploi en cas de contamination visible, au plus tard tous les jours.

Appliquer à froid sur les résidus de sang et de protéines frais (fixation des protéines) ; la solution peut être chauffée jusqu'à 60 °C en cas de salissures tenaces.

Tenir compte des informations produit sur www.dr-stamm.de.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Utilisable en tant que liquide de contact (2 %) dans le procédé indirect pour le nettoyage en profondeur avec STAMMOPUR GR dans un bain à ultrasons.

Légèrement alcalin (pH 9,5 à 1 % dans l'eau déminéralisée), biodégradable.

Composition

5-15 % tensioactifs non ioniques, 5-15 % tensioactifs anioniques, agents complexants, inhibiteur, alcool, parfum.

Mentions de danger

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
+P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Danger



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Les incidents graves avec le produit doivent être signalés à DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik et aux autorités compétentes.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

Ce mode d'emploi est une traduction. L'édition faisant foi est la version allemande.
S 3020/07e – 2023/01fr



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Fiches de données de sécurité CE et informations sur les produits à télécharger au format PDF sur www.dr-stamm.de