

## STAMMOPUR R

### Detergente per strumenti

per ultrasuoni • concentrato



#### **Pulizia e pulizia preliminare di strumenti e accessori medici**

Concentrato per la pulizia manuale e la pulizia preliminare nel trattamento degli strumenti, sia in bagno ad ultrasuoni che in immersione, di

strumenti e accessori medici generali, chirurgici, invasivi e non invasivi e componenti di dispositivi medici,

in centrale di sterilizzazione, in clinica, in studio medico e nella cura medica dei piedi.

Elevata compatibilità dei materiali, adatto per componenti in metallo, titanio, vetro, porcellana, ceramica e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

Per gli endoscopi e i relativi accessori sono disponibili le raccomandazioni di idoneità delle ditte Karl Storz GmbH e Richard Wolf GmbH.

#### **Utilizzo in un bagno a ultrasuoni** (dosaggio • tempo d'azione)

2 % • 3 - 10 min

#### **Utilizzo senza ultrasuoni** (dosaggio • tempo d'azione)

3 - 5 % • max 12 h;

*A seconda del tipo e della persistenza della contaminazione*

L'applicazione avviene diluita con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo il trattamento, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugarli. In caso di contaminazione visibile, cambiare immediatamente la soluzione usata, al più tardi ogni giorno.

In caso di residui di sangue e proteine freschi, applicare a freddo (fissazione delle proteine); la soluzione può essere riscaldata fino a 60°C in caso di impurità ostinate.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).

Solo per uso professionale.

Utilizzabile come liquido di contatto (2%) nel processo indiretto per la pulizia profonda con STAMMOPUR GR nel bagno a ultrasuoni.

Lievemente alcalino (pH 9,5 a 1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

#### **Composizione**

5–15 % tensioattivi non ionici, 5–15 % tensioattivi anionici, agenti complessanti, inibitori, alcol, profumo.

## Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

## Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

+P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

## Pericolo



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Gli incidenti gravi che coinvolgono il prodotto devono essere segnalati alla DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.  
S 3020/07e – 2023/01it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
[www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de) • [info@dr-stamm.de](mailto:info@dr-stamm.de)

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti  
possono essere scaricate in formato PDF  
da [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).