

Tillbehör till ultraljudsbad



Hängande korg



Sätta in korg



Kassetthållare



Skedhållare



Silikonmatta med piggar

Avsedd användning

Produkterna underlättar ultraljudsrengöring genom att fixera och positionera de föremål som ska rengöras. Produkterna används tillsammans med BANDELIN ultraljudsbad inom ramen för manuell beredning samt före eller efter maskinell beredning av medicintekniska produkter.

Produkterna är medicintekniska produkter i klass I enligt förordning (EU) 2017/745.



Användargrupp

Produkterna används av kvalificerad personal vid kommersiell beredning. Beakta bruksanvisningarna till preparatet och ultraljudsbadet.

Säkerhet



Risk för brännskador

Under eller efter rengöring och beredning kan produkterna vara varma.

- Beröring kan leda till brännskador.
- Använd lämpliga skyddshandskar eller se till att produkterna har svalnat tillräckligt innan du tar upp dem ur ultraljudsbadet.



Infektionsrisk

Vid avsedd användning kommer produkterna i kontakt med kontaminerade instrument. Det finns risk för infektion vid hantering.

- Använd lämpliga skyddshandskar och annan personlig skyddsutrustning vid behov.
- Använd inte skadade produkter.



Risk för skador

Skadade produkter kan ha vassa kanter och orsaka personskador.

- Kontrollera dem regelbundet med avseende på skador.
- Använd inte skadade produkter.



Skador på produkten

Användning av aggressiva preparat eller mekanisk överbelastning kan förkorta produkternas livslängd.

- Kontrollera dem regelbundet med avseende på skador.
- Använd inte skadade produkter.
- Undvik att överbelasta produkterna.

Beakta den högsta tillåtna belastningen.

Produkt	Högsta tillåtna belastning
K 08, K 1 C	1 kg
K 3 C, K 3 CL	2 kg
K 5 C, K 6, KAH 14.3	5 kg
K 6 L, K 6 BL, K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, K 40, K 50, K 50 C	10 kg
LT 102	10 avtrycksskedar

Mer information finns på www.bandelin.com.

Beredningsanvisningar

Rengör produkterna före varje användning och före avfallshantering.

Allvarliga incidenter ska anmälas till BANDELIN electronic GmbH & Co. KG och behörig myndighet.






www.manuals.bandelin.com






info@bandelin.com

☎ : +49 30 768 80-0

📠 : +49 30 773 46 99