

STAMMOPUR AG

Lösning för borttagning av gips- och alginat

för ultraljud • bruksfärdig



Borttagning av gips och alginater från avtrycksskedar, medicinska instrument och verktyg

Bruksfärdig lösning för borttagning av gips och alginat före instrumentbearbetning, både i ultraljudsbad och doppbad av

medicinska instrument, tillbehör, verktyg och komponenter till medicintekniska produkter som används för avtryck och modellering inom dentalområdet,

på tandläkarmottagningar och inom ramen för komponent-, instrument- och verktygsrengöring i dentallaboratorium.

Mycket hög materialkompatibilitet, lämplig för delar av metall och under vissa förutsättningar även lättmetall, titan, glas, porslin, keramik och plast. Testa i förväg om du är osäker.

Lättmetaller och deras legeringar ska kontrolleras med avseende på beständighet innan de används.

På belagda avtrycksskedar måste man se till att beläggningen inte är skadad.

Vid skadad beläggning och mycket lång kontaktid kan det underliggande materialet reagera eller oxidera.

Användning i ultraljudsbad (exponeringstid • temperatur)

3–10 min • 20–60 °C

Användning utan ultraljud (exponeringstid • temperatur)

15–120 min • 20–60 °C;

beroende på föroreningens typ och smutsighetsgrad

Används utspädd i ultraljudsbad eller doppbad. Det är inte tillåtet att blanda i tillsatser i lösningen.

Se till att produkten väts fullständigt. Skölj delarna grundligt med vatten efter behandlingen och torka dem.

Byt brukslösning minst dagligen. Dentalgips löses upp under syreutveckling (bubbelbildning). Om bubblorna avtar och föroreningarna blir märkbara ska lösningen bytas ut.

Alginater löses upp och kan lätt avlägsnas eller sköljas bort med en kraftig vattenstråle från instrumentet, t.ex. en avtryckssked, efter exponeringstiden.

Vidhäftning (vidhäftningsmedel resp. lim) avlägsnas inte.

Beakta produktinformationen på www.dr-stamm.de.

Endast för yrkesmässig användning.

Milt alkaliskt (pH 7,7), biologiskt nedbrytbart.

Innehåll

15–30 % komplexbildare (EDTA-salt), < 5 % amfotära tensider, citronsyra, karbonater.

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella +P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Fara



UFI-Code: KC00-60HN-S006-GP2V

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014STAG04XE

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.

S 3060/06e – 2023/01sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan laddas ner som PDF-filer på www.dr-stamm.de