

## STAMMOPUR R

### Čistič lékařských nástrojů

pro ultrazvuk • Koncentrát



#### Čištění a předčištění lékařských nástrojů a příslušenství

Koncentrát pro ruční čištění a předčištění při úpravě nástrojů – jak v ultrazvukových lázních, tak v ponorných lázních –

všeobecných, chirurgických, invazivních a neinvazivních lékařských nástrojů a příslušenství a součástí zdravotnických prostředků,

v AEMP, na klinice, v ordinaci lékaře a v lékařské péči o nohy.

Velmi vysoká snášenlivost s materiály, vhodný pro díly z kovu, titanu, skla, porcelánu, keramiky a plastu. V případě pochybností předem vyzkoušejte.

Pro endoskopy a jejich příslušenství jsou k dispozici doporučení o vhodnosti od společností Karl Storz GmbH a Richard Wolf GmbH.

#### **Použití v ultrazvukové lázni** (dávkování • doba působení)

2 % • 3 - 10 min

#### **Použití bez ultrazvuku** (dávkování • doba působení)

3 - 5 % • max. 12 h;

*V závislosti na typu a odolnosti znečištění*

Aplikace se provádí zředěním vodou minimálně v kvalitě pitné vody a bez dalších přísad. Zajistěte úplné namočení. Po ošetření díly důkladně opláchněte vodou a osušte. V případě viditelných nečistot pracovní roztok okamžitě vyměňte, nejpozději však denně.

V případě čerstvé krve a zbytků bílkovin používejte za studena (fixace bílkovin); pro odolné nečistoty lze roztok zahřát až na 60 °C.

Informace o výrobku naleznete na adrese [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).

Pouze pro profesionální uživatele.

Lze použít jako kontaktní kapalinu (2 %) v nepřímém procesu při základním čištění pomocí STAMMOPUR GR v ultrazvukové lázni.

Mírně alkalický (pH 9,5 u 1% koncentrace v demineralizované vodě), biologicky odbouratelný.

#### **Složení**

5–15 % neiontové tensidy, 5–15 % aniontové tensidy, komplexotvorné látky, inhibitor, alkohol, vůně.

## Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

+P338 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

## Nebezpečí



UFI-Code: XH00-60WF-D006-TC80

Závažné události týkající se výrobku musí být nahlášeny společnosti DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik a příslušnému orgánu.

Basis-UDI-DI: ++G014STR064S

Tento návod k použití je překladem. Závazné vydání je německá verze.

S 3020/07e – 2023/01cs



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)  
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99  
[www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de) • [info@dr-stamm.de](mailto:info@dr-stamm.de)

Bezpečnostní listy ES a informace o výrobku ve formátu  
PDF ke stažení na adrese [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de).