

TICKOMED 1

Limpiador de instrumentos dentales

para ultrasonido • concentrado • ligeramente alcalino



Limpieza y limpieza previa de instrumentos y accesorios sanitarios

Concentrado para la limpieza manual y la limpieza previa en el reprocesamiento de instrumentos, tanto en baño de ultrasonidos como en proceso de baño de inmersión, de

instrumentos médicos dentales, quirúrgicos, invasivos y no invasivos, instrumentos de precisión y pequeños instrumentos rotatorios y no rotatorios, así como instrumentos endodónticos pequeños, accesorios y componentes de productos sanitarios

en consulta dental, clínica dental, cirugía maxilofacial y ortodoncia.

La compatibilidad de los materiales es muy elevada, adecuada para piezas de metal, incluso aluminio y piezas anodizadas, titanio, vidrio, porcelana, cerámica y plástico; en caso de duda, se debe comprobar previamente.

Uso en baño de ultrasonidos (Dosificación • Tiempo de actuaciónn)

3 % • 3 – 10 min

Uso sin ultrasonidos (Dosificación • Tiempo de actuación)

5 % • máx. 12 h;

en función del tipo y la dureza de la contaminación

5 % • máx. 60 min;

en aluminio y sus aleaciones

Se usa diluido con agua con una calidad mínima de agua potable y sin aditivos. Asegúrese de que el humedecimiento sea total. Tras el tratamiento, lave bien las piezas con agua y séquelas. Cambie inmediatamente la solución de uso en caso de suciedad visible, a más tardar cada día.

En caso de restos de sangre y proteína frescos, aplique en frío (fijación de proteínas); en caso de suciedad persistente, la solución se puede calentar hasta 60 °C.

Tenga en cuenta la información del producto en www.dr-stamm.de.

Solo para uso profesional.

Se puede utilizar como líquido de contacto (3 %) en el procedimiento indirecto al utilizar STAMMOPUR Z, STAMMOPUR GR y STAMMOPUR DB en el baño de ultrasonidos.

Alcalinidad suave (pH 9,0 al 1 % en agua desionizada), biodegradable.

Composición

5-15 % tensioactivos no iónicos, 5-15 % tensioactivos catiónicos, < 5 % fosfato, agentes complejantes.

Indicaciones de peligro

- H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
+P338 varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse
con facilidad. Proseguir con el lavado.

Peligro



UFI-Code: NS00-Q0YN-900P-SD06

Los incidentes graves relacionados con el producto deben comunicarse a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik y a la autoridad competente.

Basis-UDI-DI: ++G014TM109WP

Estas instrucciones de uso son una traducción. La edición vinculante es la versión alemana.
S 3090/07e – 2023/01es



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Fichas de datos de seguridad de la CE e información
sobre el producto en formato PDF en www.dr-stamm.de