

Accessori per bagni a ultrasuoni



Cestello di sospensione



Cestello



Supporto cassetta



Tappetino in silicone

Destinazione

I prodotti supportano la pulizia a ultrasuoni tramite l'alloggiamento e il posizionamento degli oggetti da pulire. L'utilizzo dei prodotti avviene in combinazione con i bagni a ultrasuoni BANDELIN nell'ambito della preparazione manuale e prima o dopo il ritrattamento automatico dei dispositivi medici.

I prodotti sono dispositivi medici di classe I conformi al regolamento (UE) 2017/745.



Soggetti utilizzatori

I prodotti vengono utilizzati per il ritrattamento commerciale da parte di personale qualificato. Rispettare le istruzioni per l'uso del preparato e del bagno a ultrasuoni.

Sicurezza



Pericolo di scottature

Durante o dopo la pulizia e il ritrattamento sterile, i prodotti possono essere caldi.

- Il contatto può causare ustioni.
- Indossare guanti protettivi adeguati o assicurarsi che i prodotti siano sufficiente-

mente freddi prima di estrarli dal bagno a ultrasuoni.



Rischio di infezione

I prodotti sono a contatto con strumenti contaminati secondo l'uso previsto. Durante la manipolazione sussiste il pericolo di infezione.

- Indossare guanti protettivi adeguati e, se necessario, altri dispositivi di protezione individuale.
- Non utilizzare i prodotti danneggiati.



Pericolo di lesioni

I prodotti danneggiati possono avere bordi taglienti e provocare lesioni.

- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni.
- Non utilizzare i prodotti danneggiati.



Danni al prodotto

L'uso di preparati aggressivi o il sovraccarico meccanico possono ridurre la durata del prodotto.

- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni.
- Non utilizzare i prodotti danneggiati.
- Evitare il sovraccarico dei prodotti. Rispet-

tare la portata massima.


Prodotto	Portata massima
K 08, K 1 C	1 kg
K 3 C, K 3 CL	2 kg
K 5 C, K 6, KAH 14.3	5 kg
K 6 L, K 6 BL, K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, K 40, K 50, K 50 C	10 kg



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bandelin.com.

Istruzioni per il ritrattamento



Pulire i prodotti prima di ogni utilizzo e prima dello smaltimento.


Gli eventi gravi devono essere comunicati a BANDELIN electronic GmbH & Co. KG e alle autorità competenti.





www.manuals.bandelin.com





info@bandelin.com
☎ : +49 30 768 80-0
📠 : +49 30 773 46 99