

## Akcesoria do myjki ultradźwiękowej



Kosz zawieszany



Kosz



Uchwyt na kasety



Silikonowa mata wypustkowa

### Przeznaczenie

Produkty te wspomagają mycie ultradźwiękowe poprzez pobieranie i pozycjonowanie czyszczonych obiektów. Produkty te są stosowane w połączeniu z myjkami ultradźwiękowymi BANDELIN jako część ręcznego czyszczenia, jak również przed lub po mechanicznym przygotowaniu wyrobów medycznych.

Produkty są wyrobami medycznymi klasy I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745.



### Grupa użytkowników

Produkty są wykorzystywane w profesjonalnych procesach przygotowywania do ponownego użycia przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi preparatu oraz myjki ultradźwiękowej.

### Bezpieczeństwo



#### Ryzyko oparzenia

W trakcie lub po czyszczeniu i przygotowaniu produkty mogą być gorące.

- Dotknięcie może spowodować oparzenia.



#### Ryzyko zakażenia

Produkty wchodzą w kontakt ze skażonymi instrumentami zgodnie z przeznaczeniem. Podczas obsługi istnieje niebezpieczeństwo zakażenia.

- Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne i ewentualnie inny sprzęt ochrony indywidualnej.
- Nie używać uszkodzonych produktów.



#### Ryzyko obrażeń

Uszkodzone produkty mogą mieć ostre krawędzie i spowodować obrażenia.

- Należy regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone.
- Nie używać uszkodzonych produktów.



#### Uszkodzenie produktu

Stosowanie agresywnych preparatów lub przeciążenie mechaniczne może skrócić żywotność produktu.

- Należy regularnie sprawdzać, czy nie są

uszkodzone.

- Nie używać uszkodzonych produktów.
- Unikać przeciążenia produktów. Przestrzegać maksymalnego obciążenia.


Produkt	Maksymalne obciążenie
K 08, K 1 C	1 kg
K 3 C, K 3 CL	2 kg
K 5 C, K 6, KAH 14.3	5 kg
K 6 L, K 6 BL, K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, K 40, K 50, K 50 C	10 kg



Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.bandelin.com](http://www.bandelin.com).

## Instrukcje przygotowania



Produkty muszą być czyszczone przed każdym użyciem i przed utylizacją.


Poważne incydenty muszą być zgłaszane do firmy BANDELIN electronic GmbH & Co. KG i organu odpowiedzialnego.





[www.manuals.bandelin.com](http://www.manuals.bandelin.com)





[info@bandelin.com](mailto:info@bandelin.com)  
☎ : +49 30 768 80-0  
☎ : +49 30 773 46 99