

## Accessoires voor ultrasoonbaden



Hangmandje



Inzetmandje



Cassettehouder



Siliconen noppenmat

### Beoogd gebruik

De producten ondersteunen de ultrasone reiniging door de opname en positionering van de te reinigen objecten. Het gebruik van de producten vindt plaats in combinatie met BANDELIN-ultrasoonbaden in het kader van de handmatige en vóór of na de machinale reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen.

De producten zijn medische hulpmiddelen van klasse I conform Verordening (EU) 2017/745.



### Gebruikersgroep

De producten worden in de commerciële reiniging en desinfectie door gekwalificeerd vakpersoneel gebruikt.

Volg de gebruiksaanwijzing van het preparaat en het ultrasoonbad.

### Veiligheid



#### Risico op verbranding

Bij of na de reiniging en desinfectie kunnen de producten heet zijn.

- Aanraking kan tot verbranding leiden.
- Draag geschikte veiligheidshandschoenen

of zorg ervoor dat de producten voldoende zijn afgekoeld voordat u ze uit het ultrasoonbad neemt.



#### Infectiegevaar

De producten komen volgens de toepassing in contact met besmette instrumenten. Bij de omgang bestaat infectiegevaar.

- Draag geschikte veiligheidshandschoenen en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Gebruik geen beschadigde producten.



#### Risico op letsel

Beschadigde producten kunnen scherpe randen hebben en letsel veroorzaken.

- Controleer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik geen beschadigde producten.



#### Productbeschadiging

Het gebruik van agressieve preparaten of mechanische overbelasting kan de levensduur van de producten verkorten.

- Controleer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik geen beschadigde producten.
- Vermijd overbelasting van de producten. Neem de maximale belastbaarheid in acht.

Product	Maximale belasting
K 08, K 1 C	1 kg
K 3 C, K 3 CL	2 kg
K 5 C, K 6, KAH 14.3	5 kg
K 6 L, K 6 BL, K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, K 40, K 50, K 50 C	10 kg

Ga voor meer informatie naar [www.bandelin.com](http://www.bandelin.com).

**Instructies voor reiniging en desinfectie**

Reinig de producten vóór elk gebruik en vóór de verwijdering.  
Ernstige gebeurtenissen dienen aan BANDELIN electronic GmbH & Co. KG en de bevoegde instantie gemeld te worden.

[www.manuals.bandelin.com](http://www.manuals.bandelin.com)

[info@bandelin.com](mailto:info@bandelin.com)

☎ : +49 30 768 80-0

📠 : +49 30 773 46 99