

Accessori per bagni a ultrasuoni



Porta cestello

Destinazione

I prodotti supportano la pulizia a ultrasuoni tramite l'alloggiamento e il posizionamento degli oggetti da pulire. L'utilizzo dei prodotti avviene in combinazione con i bagni a ultrasuoni BANDELIN nell'ambito della preparazione manuale e prima o dopo il ritrattamento automatico dei dispositivi medici.

I prodotti sono dispositivi medici di classe I conformi al regolamento (UE) 2017/745.



Soggetti utilizzatori

I prodotti vengono utilizzati per il ritrattamento commerciale da parte di personale qualificato. Rispettare le istruzioni per l'uso del preparato e del bagno a ultrasuoni.

Sicurezza



Pericolo di scottature

Durante o dopo la pulizia e il ritrattamento sterile, i prodotti possono essere caldi.

- Il contatto può causare ustioni.
- Indossare guanti protettivi adeguati o assicurarsi che i prodotti siano sufficiente-

mente freddi prima di estrarli dal bagno a ultrasuoni.



Rischio di infezione

I prodotti sono a contatto con strumenti contaminati secondo l'uso previsto. Durante la manipolazione sussiste il pericolo di infezione.

- Indossare guanti protettivi adeguati e, se necessario, altri dispositivi di protezione individuale.
- Non utilizzare i prodotti danneggiati.



Pericolo di lesioni

I prodotti danneggiati possono avere bordi taglienti e provocare lesioni.

- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni.
- Non utilizzare i prodotti danneggiati.



Danni al prodotto

L'uso di preparati aggressivi o il sovraccarico meccanico possono ridurre la durata del prodotto.

- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni.
- Non utilizzare i prodotti danneggiati.
- Evitare il sovraccarico dei prodotti. Rispet-

tare la portata massima.


Prodotto	Portata massima
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bandelin.com.



Istruzioni per il ritrattamento


Pulire i prodotti prima di ogni utilizzo e prima dello smaltimento.

Gli eventi gravi devono essere comunicati a BANDELIN electronic GmbH & Co. KG e alle autorità competenti.




www.manuals.bandelin.com





info@bandelin.com
☎ : +49 30 768 80-0
📠 : +49 30 773 46 99