

Accessoires pour cuves à ultrasons



Porte-panier

Usage prévu

Les produits facilitent le nettoyage par ultrasons en tenant et en positionnant les objets à nettoyer. L'utilisation des produits s'effectue en liaison avec des cuves à ultrasons BANDELIN dans le cadre du traitement manuel, ainsi qu'avant ou après le traitement mécanique de produits médicaux.

Les produits sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.



Cercle d'utilisateurs

Les produits sont utilisés dans le cadre du retraitement professionnel par du personnel qualifié.

Respectez la notice d'utilisation de la préparation et de la cuve à ultrasons.

Sécurité



Risque de brûlures

Pendant ou après le nettoyage et le traitement, les produits peuvent être chauds.

- Leur contact avec la peau peut provoquer des brûlures.
- Portez des gants de protection appropriés

ou veillez à ce que les produits soient suffisamment refroidis avant de les retirer de la cuve à ultrasons.



Risque d'infection

Conformément à l'usage prévu, les produits entrent en contact avec des instruments contaminés. Il existe un risque d'infection lors de la manipulation.

- Portez des gants de protection appropriés et, le cas échéant, un équipement de protection individuelle supplémentaire.
- N'utilisez pas de produits endommagés.



Risque de blessure

Les produits endommagés peuvent présenter des bords tranchants et entraîner des blessures.

- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages.
- N'utilisez pas de produits endommagés.



Endommagement du produit

L'utilisation de préparations agressives ou une contrainte mécanique peut réduire la durée de vie des produits.

- Vérifiez régulièrement l'absence de dom-

mages.


- N'utilisez pas de produits endommagés.
- Évitez de surcharger les produits. Respectez la capacité de charge maximale.



Produit	Charge maximale admise
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bandelin.com.


Instructions de traitement

Les produits doivent être nettoyés avant chaque utilisation et avant leur élimination. Les incidents graves doivent être signalés à BANDELIN electronic GmbH & Co. KG et à l'autorité responsable.




www.manuals.bandelin.com





info@bandelin.com
☎ : +49 30 768 80-0
📠 : +49 30 773 46 99