

Accesorios para baños por ultrasonidos



Portacestas

Finalidad prevista

Los productos facilitan la limpieza por ultrasonidos mediante la sujeción y el posicionamiento de los objetos que se van a limpiar. El uso de los productos se realiza en combinación con los baños por ultrasonidos BANDELIN para el reprocesamiento manual y antes o después del reprocesamiento automático de productos sanitarios.

Los productos son productos sanitarios de clase I según el Reglamento (UE) 2017/ 745.



Grupo de usuarios

Los productos se utilizan en el reprocesamiento comercial por parte de personal cualificado.

Observe las instrucciones de uso del preparado y del baño por ultrasonidos.

Seguridad



Peligro de quemaduras

Los productos pueden estar calientes durante o después de la limpieza y el reprocesamiento.

- El contacto puede provocar quemaduras.
- Utilice guantes de protección adecuados o

asegúrese de que los productos se hayan enfriado lo suficiente antes de retirarlos del baño por ultrasonidos.



Peligro de infección

Conforme a su uso previsto, los productos entran en contacto con instrumentos contaminados. Existe peligro de infección durante el manejo.

- Utilice guantes de protección adecuados y, en caso necesario, otros equipos de protección individual.
- No utilice productos dañados.



Peligro de lesiones

Los productos dañados pueden tener bordes afilados y causar lesiones.

- Compruebe periódicamente que no haya daños.
- No utilice productos dañados.



Daños en el producto

El uso de preparados agresivos o la sobrecarga mecánica pueden reducir la vida útil de los productos.

- Compruebe periódicamente que no haya daños.

- No utilice productos dañados.
- Evite la sobrecarga de los productos. Tenga en cuenta la capacidad de carga máxima.

Producto	Capacidad de carga máxima
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg

Para obtener más información, visite www.bandelin.com.

Instrucciones de reprocesamiento

Los productos deberán limpiarse antes de cada uso y de su eliminación.
Los incidentes graves se deben comunicar a BANDELIN electronic GmbH & Co. KG y a las autoridades competentes.

www.manuals.bandelin.com

info@bandelin.com
☎ : +49 30 768 80-0
📠 : +49 30 773 46 99