

## Lärmschutzbox

Die Lärmschutzbox dient der Reduzierung des entstehenden Lärmpegels bei der Beschallung von Flüssigkeiten. Dabei wird der Ultraschallwandler oben in den Aufnahme ring (1) gesetzt. Der Beschallungsvorgang kann durch die transparente Plexiglastür (2) beobachtet werden. Geeignete Laborstative/Aufnahmetische für Laborgefäße können in die Lärmschutzbox gestellt werden. Für eine Durchflussbeschallung oder externe Kühlung befinden sich jeweils an der Rückseite der Lärmschutzbox Öffnungen (3) mit entfernbaren Stopfen. Nach dem Herauslösen der Stopfen können die Öffnungen für Schlauch- oder Kabelzuführungen genutzt werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>LS 4</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	416
<b>Abbildung</b>	 <p>Die Abbildung zeigt eine rechteckige Lärmschutzbox mit einer transparenten Plexiglastür. Beschriftung 1 zeigt auf einen schwarzen Aufnahme ring auf dem oberen Deckel. Beschriftung 2 zeigt auf die transparente Plexiglastür. Beschriftung 3 zeigt auf eine Öffnung an der Rückwand der Box.</p>
<b>Innen: L x B x H [mm]</b>	320 x 280 x 440
<b>Außen: L x B x H [mm]</b>	360 x 300 x 460
<b>Geräuschreduzierung</b>	10 dB-AU
<b>Verwendung mit HD...</b>	2070.2/2200.2/3100/3200/4050/4100/4200
<b>Kompatibel mit UW...</b>	2070/2200/3100/3200/50*/100/200
<b>Gehäuse</b>	Holz (NOVOPAN®)
<b>Zubehör optional</b>	AH 50 Adapter für UW 50
<b>Indirekte Beschallung</b>	nein

\* mit Adapter (AH 50)

## Lärmschutzbox

### Aufstellungs- und Montagehinweise

- Ultraschallwandler in den Aufnahmeering setzen.
- Zur Aufnahme von Beschallungsgefäßen bei Bedarf handelsübliche Laborstative in der Lärmschutzbox platzieren.

### Zubehör, optional:

Adapter AH 50 für UW 50  
Best.-Nr: 3820

AH 50



NOVOPAN® sind eingetragene Warenzeichen der Sonae Arauco Deutschland GmbH, 49716 Meppen, DE.