











Einhängewannen aus Kunststoff / Plastic insert tubs

SONOREX

Bestell-Nr. Code No.	Typ Type	Passend für for use with	Skizze outline	Innenmaße interior dimensions	Wannenrand außen exterior dimensions	Wanne tank		Material / material; Farbe / color	
						tiefgezogen konisch deep-drawn conical	geschweißt zylindrisch welded cylindrical	Wanne / tank Rahmen / frame	Deckel / lid
715	KW 3	DL 102 H DT 100 /H /SH, 102 H, 103 H RK 100 /H /SH, 102 H, 103 H ST 102 H, 103 H		L x B x T l x w x d [mm] 215 x 125 x 88 	310 x 170	X		HD-PE natur / natural	
				195 x 115				HD-PE natur / natural	HD-PE natur / natural
240	KW 5	DL 255 H DT 255 H /H-RC RK 255 H ST 255 H		268 x 110 x 130 	342 x 180	X		HD-PE natur / natural	
				254 x 96				HD-PE natur / natural	HD-PE natur / natural
3053	KW 10-0	DL 510 H DT 510 H /H-RC RK 510 /H ST 510 H		242 x 182 x 135	330 x 270		X	PP natur / natural	
								PP natur / natural	PP natur / natural
613	KW 14	DT 514 H RK 514 H ST 514 H ZE 514		295 x 235 x 145 	390 x 330	X		PP weiß / white	
				280 x 215				PP natur / natural	PC klar / clear

HD-PE = Polyethylen - geringe Dichte / polyethylene - low density; PP = Polypropylen / polypropylene, PC = Polycarbonat / polycarbonate

Bestell-Nr. Code No.	Typ Type	Passend für for use with	Skizze outline	Innenmaße interior dimensions	Wannenrand außen exterior dimensions	Wanne tank		Material / material; Farbe / color	
						tiefgezogen konisch deep-drawn conical	geschweißt zylindrisch welded cylindrical	Wanne / tank Rahmen / frame	Deckel / lid
648	KW 14 B	DL 514 BH DT 514 H-RC /BH RK 514 BH RM 16 /U /H /UH ST 514 BH		L x B x T l x w x d [mm] 295 x 235 x 195 	L x B l x w [mm] 390 x 330	X		PP weiß / white	PC klar / clear
				275 x 210				PP natur / natural	
717	KW 28-0	DL 1028 H DT 1028 /H /CH RK 1028 /H /CH ST 1028 H /CH ZE 1031 / 1032		437 x 230 x 155	560 x 365		X	PP natur / natural PP natur / natural	PP natur / natural
718	KW 50-0	DT 1050 CH RK 1050 CH ST 1050 CH		517 x 445 x 184	650 x 532		X	PP natur / natural PP natur / natural	PP natur / natural
568	KW 50 B-0	DT 1050 CH RK 1050 CH ST 1050 CH		520 x 445 x 284	650 x 532		X	PP natur / natural PP natur / natural	PP natur / natural

PE-LD = Polyethylen - geringe Dichte / polyethylene - low density; PP = Polypropylen / polypropylene, PC = Polycarbonat / polycarbonate

Geringe Maßabweichungen, fertigungstechnisch bedingt, sind möglich, Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
Small deviations due to production are possible. Subject to changes in construction and measurements.