



SONOREX DA 300

Hochleistungs-Ultraschallbad für die Probenvorbereitung

- Intensive Beschallung durch hohe Ultraschallleistung von 200 Watt pro Liter
- Anwendungsbereiche: Homogenisieren, Lösen, und Dispergieren für die anschließende Analyse
- DEGAS-Funktion bewirkt schnelle Probenentgasung mittels hocheffektivem Impulsschall
- Gleichmäßiges Schallfeld dank Sweep-Funktion
- Ultraschall-Frequenz 35 kHz
- Beschallungszeit 1 bis 30 Minuten, auch im Dauerbetrieb einstellbar
- RS232-Schnittstelle
- Empfehlung: Reinigungspräparate TICKOPUR
- optimales Hilfsmittel bei der täglichen Laborarbeit



Ultraschallbad DA 300

Best.-Nr. 3460

Zubehör Halter ER 0

Best.-Nr. 3285

Halter ER 0 für Reaktionsgefäße
mit Durchmessern bis zu
5 × Ø 12,3 mm und 4 × Ø 23,5 mm



facebook.com/bandelin.electronic

Wie freuen uns auf Ihren Besuch!