



## Temperaturfühler

Bei Anschluss des Temperaturfühlers an den Ultraschallgenerator wird das Temperaturmodul aktiviert und eine Überwachung der Temperatur möglich. Es können Temperaturen im Bereich -10 bis +120 °C gemessen werden.

Bezeichnung	TM 50	TM 100
Bestell-Nr.	3733	3622
Abbildung		
Länge Anschlussleitung [m]	2	1,1
Spezifikation	Pt1000 Kl. B, DIN EN 60751	Pt1000 Kl. B, DIN EN60751
Durchmesser Fühler [mm]	1,9	4
Länge Fühler [mm]	100	150
Verwendung mit HD...	3100/3200/3400/4050/4100/4200/4400	
Beipack	-	

### Montage

- Stecker des Temperaturfühlers mit der Anschlussbuchse des Ultraschallgenerators verbinden. Eine ausführliche Anleitung zur Funktion befindet sich in der zugehörigen SONOPULS Gebrauchsanweisung.

### Hinweis

Bei Verwendung eines Temperaturfühlers wird eine Kalibrierung des Ultraschallgenerators im Abstand von 2 Jahren in unserem Haus empfohlen.