


Einsatzbecher / Inset beakers

SONOREX



Typ Type	Best.-Nr. Code No	Merkmale Specifications	Passend für for use with	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	Inhalt Contents [ml]
SD 01.2	3517	Glas, ohne Ausguss (ohne Gummiring) Glass, without spout (without retaining ring)	PH 255-11	54	48	45	80	100
SD 04	168	Glas, mit Gummiring Glass, with retaining ring	DE 08	95	80	75	110	400
SD 05	575	Glas, mit Gummiring Glass, with retaining ring	DE 08	100	80	76	150	600
SD 06	330	Glas, mit Gummiring und Kunststoffdeckel (PE) Glass, with retaining ring and plastic lid	DE 52 ... DE 514	110	90	84	125	600
SD 09	579	Glas, mit Gummiring Glass, with retaining ring	DE 52 ... DE 514	115	95	91	180	1000
KB 04	3000	Kunststoff (PP), mit Gummiring Plastic, with retaining ring	DE 08	95	80	76	110	400
PD 06	299	Kunststoff (PP), mit Gummiring und Kunststoffdeckel (PE) Plastic, with retaining ring and plastic lid	DE 52 ... DE 514	110	90	86	125	600
EB 05	340	Edelstahl, ohne Ausguss mit Gummiring und Kunststoffdeckel (PE) Stainless steel, without spout with retaining ring and plastic lid	DE 52 ... DE 514	100	90	88	110	600

Geringe Maßabweichungen, fertigungstechnisch bedingt, sind möglich, Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
Small deviations due to production are possible. Subject to changes in construction and measurements.