

Tillbehör till ultraljudsbad



Korghållare

Avsedd användning

Produkterna underlättar ultraljudsrengöring genom att fixera och positionera de föremål som ska rengöras. Produkterna används tillsammans med BANDELIN ultraljudsbad inom ramen för manuell beredning samt före eller efter maskinell beredning av medicintekniska produkter.

Produkterna är medicintekniska produkter i klass I enligt förordning (EU) 2017/745.



Användargrupp

Produkterna används av kvalificerad personal vid kommersiell beredning. Beakta bruksanvisningarna till preparatet och ultraljudsbadet.

Säkerhet



Risk för brännskador

Under eller efter rengöring och beredning kan produkterna vara varma.

- Beröring kan leda till brännskador.
- Använd lämpliga skyddshandskar eller se till att produkterna har svalnat tillräckligt innan du tar upp dem ur ultraljudsbadet.



Infektionsrisk

Vid avsedd användning kommer produkterna i kontakt med kontaminerade instrument. Det finns risk för infektion vid hantering.

- Använd lämpliga skyddshandskar och annan personlig skyddsutrustning vid behov.
- Använd inte skadade produkter.



Risk för skador

Skadade produkter kan ha vassa kanter och orsaka personskadorna.

- Kontrollera dem regelbundet med avseende på skador.
- Använd inte skadade produkter.



Skador på produkten

Användning av aggressiva preparat eller mekanisk överbelastning kan förkorta produkternas livslängd.

- Kontrollera dem regelbundet med avseende på skador.
- Använd inte skadade produkter.
- Undvik att överbelasta produkterna.

Beakta den högsta tillåtna belastningen.


Produkt	Högsta tillåtna belastning
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg

Mer information finns på www.bandelin.com.

Beredningsanvisningar

Rengör produkterna före varje användning och före avfallshantering.

Allvarliga incidenter ska anmälas till BANDELIN electronic GmbH & Co. KG och behörig myndighet.



The graphic is a vertical rectangle with a black header containing a white icon of two overlapping speech bubbles, one with a globe and the other with the letter 'A'. Below the header, the background is white. In the upper left, there is an icon of a laptop with a globe on its screen, with the text www.manuals.bandelin.com underneath. In the upper right is a QR code. Two black arrows point from the laptop icon and the QR code towards a central blue circular icon depicting a person reading a document. To the right of this central icon is a small icon of a document with a downward arrow and the letters 'PDF'. At the bottom left is an icon of an open envelope with a document inside. To its right, the text info@bandelin.com is displayed, followed by two lines of contact information: a telephone icon followed by '+49 30 768 80-0' and a fax icon followed by '+49 30 773 46 99'.